



Kiilto Easydes Spray

Desinficerande rengöringsmedel



Bruksfärdigt, snabbverkande ytdesinfektionsmedel med alkohol och en god mikrobicid effekt samt goda rengörande egenskaper.

Användningsområde	För alla material som tål alkoholer: beröringsytor, utrustning (även tangentbord på telefoner och datorer) och instrument.		
Produktegenskaper	Etanolbaserad desinfektionsmedelsblandning som innehåller tvättande ingredienser. Easydes är snabbverkande och har ett brett spektrum av mikrobicid effekt och det dödar effektivt bakterier, virus och fungi. Produktens mikrobicida effekt har testats: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, jästen och mögel), EN 13624 (jästen), EN 14348 (tuberkulos och mykobakterier), EN 14476 (adeno- och norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (jästen och mögel), EN 14563 (mykobakterier och tuberkulos). Desinfektionseffekt och ett gott rengöringsresultat uppnås lätt även på synligt kontaminerade ytor och medlet tar effektivt bort smuts och fett.		
Bruksanvisning	Spraya desinfektionsmedel på den smutsiga ytan eller på städduken och torka området som ska behandlas torrt med städduk eller engångsduk. Produkten kan även doseras direkt på en tvättbar städduk eller en städduk för engångsbruk. Ytorna behöver inte förtvättas. För att åstadkomma ett restfritt resultat ska området som behandlats torkas med en duk som fuktats med vatten. I sedvanlig användning behöver ytorna inte sköljas.		
Obs	Får inte användas på varma ytor.		
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt	
	Etanol	60 p-%	biocid
	Tertiär butanol	< 2 %	denatureringsmedel
	Kvaternär ammoniumklorid	< 0,5 %	Biocid, rengöringseffekt
	Alkylamin	< 0,5 %	biocid
pH koncentrat	10.0 svagt alkaliskt		
Förvaring	I rumstemperatur 3 år.		
Utseende och doft	Klar, oparfymerad vätska		
Tillverkningsland	FINLAND		

Användar- och miljösäkerhet

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

**Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.****Artikelnr.****GTIN****GTIN (krt)**

6 x 750 ml

8183

6417964081831

6417964482454

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com